

## Anticuerpo Policlonal Anti-Adipor2 Para Wb, Elisa - Q86V24

Número de artículo: CM0017076



### Introducción

El pAb de conejo contra ADIPOR2 detecta el receptor 2 de la adiponectina (44 kDa) de humano, ratón y rata mediante WB y ELISA. Ideal para estudios metabólicos sobre el metabolismo de glucosa y lípidos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de conejo contra ADIPOR2                                                                                                                                |
| Notas/Alias         | PAQR2; ACDCR2; ADIPOR2                                                                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 79602                                                                                                                                                       |
| GeneID              | 79602                                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-147 de la ADIPOR2 humana (NP_078827.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                    |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                         |
| SWISS               | Q86V24                                                                                                                                                      |
| Peso de la Proteína | 44kDa                                                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                              |