

Anticuerpo Policlonal Anti-Adk Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55263

Número de artículo: CM0013536



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la adenosina cinasa humana (ADK). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de la adenosina y la modificación del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADK pAb de conejo
Observaciones/Alias	AK; ADK
Especie	Humano
GeneID (humano)	132
GeneID	132
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-345 de la ADK humana (NP_001114.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P55263
Peso molecular	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo