

Anticuerpo Policlonal Anti-Adnp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2P0

Número de artículo: CM0027333

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ADNP humano (Q9H2P0) para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Se dirige a la proteína homeobox neuroprotectora dependiente de la actividad, involucrada en la regulación transcripcional y la señalización WNT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADNP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADNP1; HVDAS; MRD28; ADNP
Especie	Humano
GenelD (Humano)	23394
GenelD	23394
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 843-1102 del ADNP humano (NP_056154.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H2P0
Peso Proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo