


Anticuerpo Monoclonal Anti-Adora1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30542

Número de artículo: CM0004481



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ADORA1 para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Dianas: receptor de adenosina A1, un GPCR que media la señalización inhibitoria. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADORA1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RDC7; ADORA1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	134
ID de Gen	134
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del ADORA1 humano (P30542)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30542
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo