


Anticuerpo Policlonal Anti-Adora1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30542

Número de artículo: CM0020142



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ADORA1 humano (receptor de adenosina A1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Detecta una banda de 37 kDa. Ideal para la investigación de señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADORA1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RDC7; ADORA1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	134
ID de Gen	134
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-326 del ADORA1 humano (NP_000665.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30542
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo