


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adora2B Para Wb, If/Icc, Elisa - P29275

Número de artículo: CM0024383



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al receptor de adenosina A2b humano (ADORA2B), validado para western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización de adenosina y GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADORA2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADORA2; ADORA2B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	136
GeneID	136
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del ADORA2B humano (NP_000667.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P29275
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo