

Anticuerpo Policlonal Anti-Adora3 Para Wb, Elisa - P0Dms8

Número de artículo: CM0022160



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ADORA3 humano (receptor de adenosina A3). Validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización de GPCR e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADORA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A3AR; ADORA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	140
GeneID	140
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 50-150 de ADORA3 humano (NP_000668.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P0DMS8
Peso de Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo