

Anticuerpo Policlonal Anti-Adra1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35348

Número de artículo: CM0014233



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ADRA1A humano (receptor adrenérgico alfa-1A), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la señalización de catecolaminas y la función cardíaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADRA1A pAb de conejo
Observaciones/Alias	ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; ADRA1A
Especie	Humano
GeneID (humano)	148
GeneID	148
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 346-475 de ADRA1A humano (NP_150646.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P35348
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo