


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Adra2A Para Wb - P08913

Número de artículo: CM0025251



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-ADRA2A, validado para WB y ELISA. Detecta una banda de 51 kDa y presenta reactividad cruzada con ADRA2A de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en señalización por GPCR, cardiología y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADRA2A Rabbit pAb
Abreviaturas / Alias	ADRA2; ADRAR; ZNF32; ADRA2R; ALPHA2AAR; ADRA2A
Especie	Humano
GeneID (humano)	150
GeneID	150
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-380 de ADRA2A humana (NP_000672.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08913
Peso de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo