


## Anticuerpo Policlonal Anti-Adra2B Para Wb Y Elisa - P18089

Número de artículo: CM0025643



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor adrenérgico alfa-2B humano (ADRA2B). Validado para Western blot y ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la regulación de la presión arterial, la señalización de GPCR y los procesos metabólicos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ADRA2B Rabbit pAb                                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | FAME2; ADRA2L1; ADRARL1; ADRA2RL1; ALPHA2BAR; alpha-2BAR; ADRA2B                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 151                                                                                                                                     |
| GeneID              | 151                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del ADRA2B humano (NP_000673.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                     |
| SWISS               | P18089                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 50kDa                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |