


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adra2C Para Wb, Elisa - P18825

Número de artículo: CM0021483



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ADRA2C humano (receptor adrenérgico alfa-2C). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Adecuado para investigaciones cardiovasculares y neurológicas sobre la presión arterial, la lipólisis, la liberación de insulina y la neurotransmisión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADRA2C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADRA2L2; ADRARL2; ADRA2RL2; ALPHA2CAR; ADRA2C
Especie	Humano
GenelD (humano)	152
GenelD	152
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-380 de ADRA2C humano (NP_000674.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P18825
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo