


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adrb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P07550

Número de artículo: CM0019647



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ADRB2 de alta calidad validado en WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización del receptor adrenérgico beta-2 en investigaciones cardiovasculares y metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADRB2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BAR; B2AR; ADRBR; ADRB2R; BETA2AR; ADRB2
Especie	Humano
GeneID (humano)	154
GeneID	154
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de ADRB2 humana (NP_000015.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07550
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo