


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adrb3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13945

Número de artículo: CM0027361



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ADRB3 humano (receptor adrenérgico beta-3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre termogénesis, lipólisis y señalización por GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADRB3 Rabbit pAb
Notas / Alias	BETA3AR; ADRB3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	155
ID del gen	155
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la ADRB3 humana (NP_000016.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13945
Peso molecular de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo