

Anticuerpo Policlonal Anti-Adrbk2 (Grk3, Bark2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35626

Número de artículo: CM0023564

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ADRBK2 humano (GRK3/BARK2) para WB, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Investigue la señalización y desensibilización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	pAb de Conejo ADRBK2
Observaciones/Alias	BARK2; ADRBK2
Especie	Humano
GenelD (humano)	157
GenelD	157
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de ADRBK2 humano (NP_005151.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35626
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo