


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adrm1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16186

Número de artículo: CM0030215



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ADRM1 (receptor de ubiquitina proteasomal, Rpn13). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Apoya la investigación sobre proteasomas y ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADRM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARM1; ARM-1; GP110; PSMD16; ADRM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11047
GeneID	11047
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 108-407 de la ADRM1 humana (NP_008933.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16186
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo