


Anticuerpo Policlonal Anti-Adsl Para Wb, If/Icc, Elisa - P30566

Número de artículo: CM0025815



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-ADSL validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Se dirige a la enzima adenilosuccinato liasa de la biosíntesis de purinas. Ideal para investigación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ADSL
Observaciones/Alias	ASL; AMPS; ASASE; ADSL
Especie	Humano
GeneID (humano)	158
GeneID	158
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-310 de ADSL humano (NP_000017.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30566
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo