

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Adss 2 Para Wb Y Elisa - P30520

Número de artículo: CM0002377



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la isoforma 2 de la adenilosuccinato sintetasa humana (AdSS 2), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en metabolismo de purinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AdSS 2 Rabbit mAb
Notas / Alias	ADEH; ADSS; ADSS 2; AdSS 2
Especie	Humana
GeneID (Humano)	159
GeneID	159
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30520
Peso molecular de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo