

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Adss Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30520

Número de artículo: CM0025021



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la ADSS humana (adenilosuccinato sintetasa 2), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación en biosíntesis de nucleótidos de purina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADSS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADEH; ADSS; ADSS 2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	159
GeneID	159
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la ADSS humana (NP_001117.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30520
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo