

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aebp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8lux7

Número de artículo: CM0019563

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo AEBP1 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la matriz extracelular, biología de adipocitos y estudios de inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AEBP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ACLP; AEBP1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	165
GenelD	165
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 999-1158 del AEBP1 humano (NP_001120.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IUX7
Peso Proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo