

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aebp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Zn18

Número de artículo: CM0030739



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína AEBP2 humana (proteína de dedo de zinc AEBP2), validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. AEBP2 es una subunidad accesoria del complejo PRC2 que media la trimetilación de H3K27 y la represión transcripcional. Ideal para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo AEBP2
Observaciones/Alias	AEBP2
Especies	Humano
GeneID (Humano)	121536
GeneID	121536
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 234-503 de AEBP2 humano (NP_694939.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6ZN18
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo