

Anticuerpo Policlonal Anti-Aes De Conejo Para Wb, Elisa - Q08117

Número de artículo: CM0026768

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AES/TLE5, un correpresor transcripcional en la vía Wnt. Adecuado para Western blot y ELISA, reactivo en humano y ratón. UniProt Q08117.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-AES
Observaciones/Alias	AES; GRG; ESP1; GRG5; AES-1; AES-2; Grg-5
Especie	Humano
ID del Gen	166 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-264 de AES humano (NP_945320.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q08117
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo