


Anticuerpo Monoclonal Anti-Afg3L2 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y4W6

Número de artículo: CM0010031



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra AFG3L2 humano, validado para WB, IP, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre proteasas mitocondriales y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AFG3L2 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	OPA12; SCA28; SPAX5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10939
ID del gen	10939
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 538-797 de AFG3L2 humano (NP_006787.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y4W6
Peso de la proteína	89 kDa
Envío	Bolsa de hielo