


Anticuerpo Monoclonal Anti-Afg3L2 (Opa12/Sca28/Spax5) Para Wb, Ihc-P, If/Icc - Q9Y4W6

Número de artículo: CM0009080



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-AFG3L2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con AFG3L2 humano, ratón y rata (89 kDa), una proteasa m-AAA mitocondrial implicada en la ataxia espinocerebelosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AFG3L2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	OPA12; SCA28; SPAX5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10939
GeneID	10939
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 538-797 de AFG3L2 humano (NP_006787.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4W6
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo