


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Afg3L2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4W6

Número de artículo: CM0022339



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-AFG3L2 validado para WB, IHC-P, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Inmunógeno recombinante. Ideal para estudios de la proteasa m-AAA de la membrana interna mitocondrial e investigaciones sobre ataxia espinocerebelosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AFG3L2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10939
ID de Gen	10939
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 538-797 de AFG3L2 humano (NP_006787.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4W6
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo