


Anticuerpo Policlonico Anti-Afg3L2 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4W6

Número de artículo: CM0021149



Introducción

Anticuerpo policlónico de conejo contra la AFG3L2 humana (proteasa m-AAA), validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación de control de calidad mitocondrial y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AFG3L2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10939
GeneID	10939
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 538-797 de la AFG3L2 humana (NP_006787.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4W6
Peso de la Proteína	89kDa
Envío	Bolsa de hielo