

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Afm Para Wb, Elisa - P43652

Número de artículo: CM0017198



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la afamina humana (AFM), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a rata. Ideal para estudios de señalización Wnt y transporte de vitamina E.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AFM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALF; ALB2; ALBA; AFM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	173
GeneID	173
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-599 de la AFM humana (NP_001124.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P43652
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo