

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ager Para Wb - Q15109

Número de artículo: CM0008675



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-AGER (RAGE) validado para WB, IF, IHC y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de señalización RAGE, inflamación y enfermedades relacionadas con la edad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AGER Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	177
ID de Gen	177
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-344 del AGER humano. (NP_001127.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15109
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo