

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ager Para Wb, If-P, Elisa - Q15109

Número de artículo: CM0006575



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para AGER/RAGE humano (43 kDa). Adecuado para WB, IF-P y ELISA. Ideal para el estudio de la inflamación, complicaciones de la diabetes y vías de señalización mediadas por receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AGER Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Especie	Humano
GenelD	177
Inmunógeno	Proteína recombinante de AGER humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q15109
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo