

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ager (Rage) Para Wb Y Elisa - Q15109

Número de artículo: CM0016131



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AGER (RAGE) para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre productos finales de glicación avanzada, complicaciones diabéticas y enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | AGER Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 177                                                                                                                              |
| GeneID              | 177                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-330 de AGER humano (NP_001127.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | Q15109                                                                                                                           |
| Peso de la proteína | 43kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |