


Anticuerpo Policlonal Anti-Agfg1 Para Wb Y Elisa - P52594

Número de artículo: CM0030791



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AGFG1 humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigar la exportación de ARN dependiente de Rev del VIH-1, la biogénesis del acrosoma y el tráfico de ARN. Reacciona de forma cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo AGFG1
Observaciones/Alias	HRB, RAB, RIP, AGFG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3267
GeneID	3267
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de AGFG1 humano (NP_004495.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P52594
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo