

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Agk Para Wb Y Elisa - Q53H12

Número de artículo: CM0002497



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón anti-AGK de alta calidad validado para aplicaciones de WB y ELISA. Específico para la acilglicerol quinasa humana, una quinasa lipídica mitocondrial implicada en la producción de LPA/PA y la importación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AGK Mouse mAb
Notas/Alias	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDPS10; AGK
Especie	Humana
GeneID (Humana)	55750
GeneID	55750
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-422 de la AGK humana (NP_060708.1)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q53H12
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo