

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Agk Para Wb, Elisa - Q53H12

Número de artículo: CM0030337



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AGK humano, adecuado para WB y ELISA. Reacciona con humano y rata. AGK es una quinasa de lípidos mitocondrial implicada en la producción de LPA/PA y la importación de proteínas mediada por el complejo TIM22. Ideal para investigación sobre metabolismo y mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AGK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDP510; AGK
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55750
ID de Gen	55750
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q53H12
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo