

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Agmat Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

Número de artículo: CM0007102

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra AGMAT humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Detecta la hidrolasa de ácido guanidino mitocondrial, ~38 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AGMAT mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AGMAT
Especie	Humano
ID de Gen	79814
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-352 del AGMAT humano (NP_079034.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BSE5
Peso Proteico	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo