

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Agmat Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

Número de artículo: CM0013145

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-AGMAT validado para aplicaciones WB, IF/ICC, ELISA con reactividad en especies humanas y de rata. Reconozca AGMAT endógena (guanidinoácido hidrolasa), una enzima mitocondrial de 38 kDa involucrada en el metabolismo de la arginina y la desintoxicación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AGMAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AGMAT
Especie	Humano
ID del Gen	79814
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-352 de AGMAT humana (NP_079034.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9BSE5
Peso de la Proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo