

Anticuerpo Policlonal Anti-Ago1 Para Wb Y Elisa - Q9UL18

Número de artículo: CM0024837



Introducción

AGO1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal de conejo obtenido contra el extremo N-terminal de AGO1 humano. Validado para WB y ELISA, detecta AGO1 en muestras humanas, de ratón y rata, por lo que es adecuado para estudios de la vía de RNAi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AGO1 Rabbit pAb
Notas/Alias	Q99; EIF2C; hAgo1; EIF2C1; GERP95; NEDLBAS; AGO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26523
GeneID	26523
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de AGO1 humano (NP_036331.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UL18
Peso Molecular	97kDa
Envío	Bolsa de hielo