

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Agpat1 Para Wb, Ip, Elisa - Q99943

Número de artículo: CM0028859

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-AGPAT1 validado para WB, IP y ELISA. Detecta AGPAT1 de humano, ratón y rata, una aciltransferasa clave en la biosíntesis de fosfolípidos. Adecuado para estudios de metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-AGPAT1
Observaciones/Alias	G15; LPAATA; LPLAT1; 1-AGPAT1; LPAAT-alfa; AGPAT1
Especie	Humano
GenelD	10554
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 204-283 de la AGPAT1 humana (NP_006402.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99943
Peso proteico	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo