

Anti-Agpat4 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Nrz5

Número de artículo: CM0021319

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AGPAT4 humano, validado para WB y ELISA. Detecta ratón. Adecuado para estudios de biosíntesis de fosfolípidos, actividad de aciltransferasa de ácido lisofosfatídico e investigación del metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	AGPAT4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LPAAT4; LPLAT4; 1-AGPAT4; dj473J16.2; LPAAT-delta; AGPAT4
Especie	Humano
GeneID (humano)	56895
GeneID	56895
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 270-378 del AGPAT4 humano (NP_064518.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9NRZ5
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo