

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Agps Para Wb, If/Icc, Elisa - 000116

Número de artículo: CM0017742

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la AGPS humana, adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Para la investigación de la biosíntesis de lípidos éter peroxisomales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AGPS pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ADAS, ADPS, RCDP3, ADAP-S, ADHAPS, ALDHPSY, AGPS
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8540
ID de Gen	8540
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 379-658 de la AGPS humana (NP_003650.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O00116
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo