


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Agrin Para Wb, If/Icc, Elisa - 000468

Número de artículo: CM0023168



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Agrin humana validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta la Agrin humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la unión neuromuscular (NMJ), el cartílago y las sinapsis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AGRN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CMS8; AGRIN; CMSPPD; AGRN
Especie	Humano
GeneID (humano)	375790
GeneID	375790
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-350 de la AGRN humana (NP_940978.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00468
Peso Proteico	217kDa
Envío	Bolsa de hielo