

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Agtr2 Para Wb, Elisa - P50052

Número de artículo: CM0011544



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-AGTR2 (WB, ELISA) generado contra un péptido sintético de AGTR2 humano. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Para la investigación del receptor de angiotensina II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AGTR2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
Especie	Humano
ID del gen	186
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 264-363 de AGTR2 humano (P50052).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P50052
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo