

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Agtr2 Para Wb Y Elisa - P50052

Número de artículo: CM0021179



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra AGTR2 humano (receptor de tipo 2 de la angiotensina II). Validado para Western blot y ELISA. Adecuado para la investigación sobre vasoconstricción, inhibición de la proliferación celular y señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AGTR2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AT2, ATGR2, MRX88, AGTR2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	186
ID de Gen	186
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 del AGTR2 humano (NP_000677.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P50052
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo