

Anticuerpo Policlonal Anti-Agtrap Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Rw13

Número de artículo: CM0016489

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-AGTRAP validado para WB, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína asociada al receptor de tipo 1 de la angiotensina II de 17 kDa, un regulador negativo de la señalización de la angiotensina II. Ideal para la investigación de enfermedades cardiovasculares y renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AGTRAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATRAP; AGTRAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57085
GeneID	57085
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 93-152 de AGTRAP humano (NP_065083.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6RW13
Peso Proteico	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo