

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Agxt Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21549

Número de artículo: CM0025359



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AGXT humano (alanina--glioxilato aminotransferasa), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Se dirige a una proteína peroxisomal de 43kDa implicada en la desintoxicación de glioxilato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AGXT pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AGT; PH1; SPT; AGT1; SPAT; TLH6; AGXT1; Ser-PyrAT; AGXT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	189
GeneID	189
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P21549
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo