


Anticuerpo Monoclonal Anti-Aha1 Para Wb, Elisa - O95433

Número de artículo: CM0008673



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra AHA1/p38 humano (activador de la ATPasa de HSP90). Validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de chaperonas y respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AHA1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p38, AHA1, hAha1, C14orf3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10598
ID de Gen	10598
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 239-338 de AHA1 humano (O95433).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95433
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo