


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ahcy Para Wb, If/Icc, Elisa - P23526

Número de artículo: CM0029359



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-AHCY (SAHH) validado para WB, IF/ICC, ELISA contra humano, ratón y rata. Dirigido contra adenosilhomocisteinasa, 48 kDa, esencial para estudios de metabolismo de un carbono.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AHCY Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAHH; adoHcyase; AHCY
Especie	Humano
GeneID (humano)	191
GeneID	191
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 253-432 de la AHCY humana (NP_000678.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23526
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo