


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ahcyl1 Para Wb, Elisa - O43865

Número de artículo: CM0030441



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra AHCYL1 (IRBIT) para Western blot y ELISA. Detecta la proteína 1 similar a la S-adenosilhomocisteína hidrolasa de humano, ratón y rata, involucrada en la señalización por calcio, la secreción de líquidos y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AHCYL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DCAL; IRBIT; PPP1R78; PRO0233; XPVKONA; AHCYL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10768
GeneID	10768
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-260 de la AHCYL1 humana (NP_006612.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43865
Peso Molecular	59kDa
Envío	Bolsa de hielo