

Anticuerpo Policlonal Anti-Ahr Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35869

Número de artículo: CM0014386



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor de hidrocarburos arílicos humano (AHR). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para estudios del metabolismo de xenobióticos, la inmunidad y el ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra AHR
Observaciones/alias	RP85; bHLHe76; AHR
Especie	Humana
GeneID (humano)	196
GeneID	196
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P35869
Peso de la proteína	96 kDa
Envío	Bolsa de hielo