

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ahr Para Wb Y Elisa - P35869

Número de artículo: CM0009038



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-AHR de alta calidad para WB y ELISA. Dirigido contra el receptor de hidrocarburos aromáticos humano (bHLHe76, P35869). Ideal para la investigación de la respuesta a xenobióticos, el cáncer y el ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AHR Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RP85; bHLHe76; AHR
Especie	Humano
GeneID (humano)	196
GeneID	196
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 619-848 del AHR humano (NP_001612.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P35869
Peso de la proteína	96 kDa
Envío	Bolsa de hielo