

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ahr Para Wb Y Elisa - P30561

Número de artículo: CM0029345



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-AHR probado para Western blot y ELISA. Reconoce el AHR de ratón, un factor de transcripción activado por ligando involucrado en el metabolismo de xenobióticos, la inmunidad y los ritmos circadianos. Ideal para la investigación del cáncer y la toxicología.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | AHR Rabbit pAb                                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | Ah; In; Ahh; Ahre; bHLHe76                                                                                                           |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 196                                                                                                                                  |
| GeneID              | 11622                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 706-805 del AHR de ratón (NP_038492.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                                |
| SWISS               | P30561                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 95 kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |