

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ahr Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35869

Número de artículo: CM0007128



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el receptor de hidrocarburos arílicos humano (AHR, bHLHe76). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudios sobre respuesta a xenobióticos, ritmo circadiano y cáncer. Reconoce una proteína de 96 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AHR Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	RP85; bHLHe76
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	196
ID del Gen	196
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 619-848 del AHR Conejo PolymAb® humano (NP_001612.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P35869
Peso Molecular de la Proteína	96kDa
Envío	Bolsa de hielo